

Parenteral Tray Center PTC 200

Parenteralia nachhaltig, flexibel und sicher verpacken.

Variable Materialien

Verschiedene Trays können verarbeitet werden – Karton-, Kunststoff- sowie Papierfasertrays

Sicheres Zuführen plus Medical Device Tracking


Vollautomatische Zuführung von Spritzen, Vials, Ampullen sowie Zubehör

Faltschachtelabnahme und Einschub

Großer Formatbereich ermöglicht vielfältige Verpackungen

Alle gängigen Verschlussmechanismen möglich

Von Einsteckverschluss, Originalitätsverschluss mit Heißeimstandard bis vierte Lasche



Trayübergabe

Nur gute Produkte gelangen an Folgeprozesse. Andere werden sanft ausgeschleust.

Track & Trace

Serialisierung und Aggregation der UDI-Codes der Medical Devices direkt integriert.

Innovative Lösung für Parenteralia-Verpackungen

Das Parenteral Tray Center PTC 200 ist auf die Verarbeitung von nachhaltigen Kartonverpackungen ausgelegt. Parenteralia werden sicher und umweltfreundlich in Kartontrays verpackt und kartoniert. Das PTC 200 verarbeitet ebenso zuverlässig Kunststoff- oder Papierfasertrays und alle gängigen Produktformate, von Ampullen und Spritzen bis Pens, sowie eine Vielzahl von Beigaben in unterschiedlichste Packungsformen wie Kombi-Trays und Side-Loading/Top-Opening-Faltschachteln.

Alle Prozesse auf der Maschine werden digital aufgezeichnet und überwacht. Bei dem Spritzenzuführsystem SyPro 2.0+ mit integriertem Medical Device Tracking erfasst ein UDI-Code-Leser die einzelnen Spritzen direkt im Zuführprozess. Dies ermöglicht eine lückenlose Nachverfolgung über die komplette Verpackungslinie bis zur Apotheke.



REGISTER NOW

Erfahren Sie mehr zu dieser Linie

Melden Sie sich jetzt zur **virtuellen Uhlmann Plaza** an und lernen Sie das PTC 200 für nachhaltiges Verpacken von Parenteralia kennen.

Leistungsdaten auf einen Blick:

T 200 max. 120/200* Trays/Min.

C 200 max. 120/200* Faltschachteln/Min.

* optionales Upgrade

